



مرکز مشاوره ارائه مراقبت های پرستاری در منزل نفسی

۰۳۵ ۳۶۲۴ ۱۹۴۸  ۰۹۱۳ ۳۵۳ ۳۰۶۸

 یزد، بلوار بسیج، بن بست ۵، پلاک ۱۵

 WWW.NAFASHOMECARE.IR



مرکز مشاوره و
ارائه مراقبت های
پرستاری در منزل
نفس



نام دستگاه: ساکشن پرتابل

مدل: اچ اس پی مدل PA۷۵۸

برای اجاره و هماهنگی با شماره های

۰۹۱۳-۳۵۳-۳۰۶۸ یا ۰۳۵-۳۶۲۴-۱۹۴۸

تماس حاصل فرمایید.



- | | |
|----|-------------------------------|
| ۱ | کلید روشن و خاموش |
| ۲ | چراغ نشانگر وضعیت دستگاه |
| ۳ | پیچ تنظیم درجه مکش |
| ۴ | نشانگر قدرت مکش دستگاه |
| ۵ | پمپ مکنده دستگاه |
| ۶ | محفظه جمع آوری ترشحات |
| ۷ | فیلتر آنتی باکتریال دستگاه |
| ۸ | محل اتصال پمپ به محفظه |
| ۹ | محل اتصال محفظه به رابط ساکشن |
| ۱۰ | دستگیره حمل دستگاه |



شروع به کار دستگاه

۱_ دستگاه را به برق متصل کنید.

۲_ درب شیشه ساکشن کاملاً فیکس باشد .

۳_ سوند نلاتون سایز مربوطه توسط کانکشن (رابط ساکشن) به دستگاه وصل و سایر اتصالات چک گردد.

۴_ جهت روشن و خاموش کردن و چک کردن دستگاه ، کلید مشکی رنگ را فشار دهید به محض روشن شدن دستگاه چراغ سبز رنگ روی دستگاه روشن می شود.

۵_ لازم است در ابتدا جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه ، پس از اتصال لوازم جانبی دستگاه ، ورودی شلنگ بیمار را مسدود کرده و مقدار فشار نشان داده شده با عقربه را کنترل نمایید که فشار بیش از ۶۰kpa مورد قبول می باشد.

۶_ سپس مقدار و کیوم مورد نیاز را با پیچ مربوطه تنظیم و بعد مورد استفاده قرار دهید.

۷_ عدم تنظیم صحیح (رگولاتور تنظیم و کیوم بیش از حد مورد نیاز) باعث بروز آسیب جدی برای بیمار می شود.

۸_ هنگامی که مایعات در ظرف جمع آوری به علامت ماکزیمم (دو سوم گنجایش ظرف) رسید دستگاه را خاموش کرده و عملیات تخلیه را طبق دستورات ذکر شده انجام دهید.



اقدامات لازم جهت شستشوی دستگاه

۱_ جهت تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه را از برق شهر جدا کنید.

۲_ ظرف جمع آوری مایع بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده، بایستی بطور روزانه تخلیه و تمیز شده و به صورت خشک نگهداری گردد.

۳_ ظرف جمع آوری مایع و در صورت نیاز شلنگ های مربوطه را ابتدا با مواد شوینده تمیز کرده و سپس با مواد ضد عفونی مورد تأیید ضد عفونی و سپس خشک نمایید.

توجه:

۱_ پر شدن ظرف بیش از حد استاندارد و وارد شدن آن به داخل موتور دستگاه باعث خرابی و سوختن آن و مستلزم پرداخت خسارت می شود.

۲_ فیلتر باکتری مورد استفاده در دستگاه یکبار مصرف می باشد پس از پاره شدن و یا نفوذ مایعات تعویض گردد.

۳_ لوله های یکبار مصرف سیلیکون (رابط ساکشن) بهترین حالت جهت استفاده از ساکشن می باشد که باید برای هر بیمار تعویض گردد.

۴_ در صورت شنیدن صدای غیر عادی دستگاه را خاموش کرده و به مرکز نفس اطلاع دهید.

۵_ برای اطمینان از سلامت موتور دستگاه، لوله ورودی به محفظه موتور دستگاه را جدا کرده و میزان مکش آن را کنترل کنید در صورت مناسب بودن عملکرد آن، دنبال رفع نشتی در قسمت لوله و اتصالات بگردید.





مرکز مشاوره و
ارائه مراقبت های
پرستاری در منزل
نفس

اکسیژن ساز



ساکشن پرتابل



پالس اکسیمتر



@NAFASHOMECARE